

Documentation des nouveautés 7.2.34




XPLORE EXPLOITATION

Evolutions

EXPLOIT-4228 - Modifier la date postérieure à la date du jour à l'accueil du patient pour préparer le dossier patient

La vérification de la date d'arrivée postérieure à la date du jour a été rajoutée à la facturation. Pour la cotation, on bloque les dates postérieures, qui si la demande est à l'état coté.



EXPLOIT-4209 - Ajouter la notion de région anatomique "DMP" sur les examens

Ajout d'une colonne "Région ana." sur les lignes d'examens : elle permet de renseigner la région anatomique pour l'envoi des CR au DMP.

Chaque examen peut être paramétré pour filtrer les régions compatibles.

La saisie de cette donnée peut être soumise à un contrôle bloquant ou non selon chaque site.

EXPLOIT-4172 - La couleur du fond bleu avec écriture en noire du médecin responsable non titulaire est peu lisible

Si un médecin responsable et différent du médecin titulaire, quand on affichait la demande en lecture seule, le nom du médecin responsable était illisible, ce problème est maintenant résolu.

Avant modification

Médecin resp.	PRTEST
Titulaire	RADIOCAB RPPS0042244 LOUIS

Après modification

Médecin resp.	PRTEST
Titulaire	RADIOCAB RPPS0042244 LOUIS

EXPLOIT-3971 - Ne plus afficher le message pour mettre à jour les informations de la demande lors de la sélection du séjour si différente.

Une nouvelle préférence : 60245 "Ne pas proposer de récupérer les données du séjour" a été ajoutée dans le module d'administration.

Une fois celle-ci activée, cela permet de masquer la question depuis l'écran d'accueil/cotation du module exploitation.

EXPLOIT-4275 - Ajout d'un appel contextuel pour OpenRad (PACS à distance)

Développement effectué

2 modes d'appel sont disponibles : JWT et tokenEnc

JWT :

[https://<servername>/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD\(JWT, queryString, applId, key, issuer, audience\)](https://<servername>/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD(JWT, queryString, applId, key, issuer, audience))

JWT : permet de choisir le mode d'appel JWT

queryString : paramètres d'appel a encoder dans le token (cf documentation OpenRAD pour les paramètres)

Attention : Le paramètre timeout ne doit pas être renseigné dans la queryString car il est généré et ajouté automatiquement lors de l'appel

applId : Id de l'application (fourni par le client)

key : Clé de signature du token JWT (fourni par le client)

issuer : Ce paramètre permet de spécifier l'issuer du token JWT. Ce paramètre est optionnel. Si il n'est pas renseigné c'est la valeur **Biotronics3D** qui est utilisée.

audience : Ce paramètre permet de spécifier l'audience du token JWT. Ce paramètre est optionnel. Si il n'est pas renseigné c'est la valeur **Biotronics3D** qui est utilisée.

Exemple d'url :

[https://uat.3dnetmedical.com/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD\(JWT,command=load&encusertoken=0&appname=generic&userId=MY_EMAIL&studyoid=<SUID>&orgtoken=MY_ORGANIZATION_TOKEN,MY_APPLICATION_ID,MY_BASE64_SECRET\)](https://uat.3dnetmedical.com/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD(JWT,command=load&encusertoken=0&appname=generic&userId=MY_EMAIL&studyoid=<SUID>&orgtoken=MY_ORGANIZATION_TOKEN,MY_APPLICATION_ID,MY_BASE64_SECRET))

A l'exécution cette url est transformée en :

https://uat.3dnetmedical.com/CMStudyLoader.aspx?AppId=MY_APPLICATION_ID&JWT=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJh.....

tokenEnc :

[https://<servername>/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD\(tokenEnc,queryString\)](https://<servername>/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD(tokenEnc,queryString))

tokenEnc : permet de choisir le mode d'appel tokenEnc

queryString : paramètres d'appel a encoder dans le token (cf documentation OpenRAD pour les paramètres)

Attention : Le paramètre timeout ne doit pas être renseigné dans la queryString car il est généré et ajouté automatiquement lors de l'appel

Exemple d'url tokenEnc :

[https://uat.3dnetmedical.com/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD\(tokenEnc,command=load&encusertoken=0&appname=generic&userId=MY_EMAIL&authtoken=MY_PASSWORD&studyoid=<SUID>&orgtoken=MY_ORGANIZATION_TOKEN\)](https://uat.3dnetmedical.com/CMStudyLoader.aspx?CrypteOpenRAD(tokenEnc,command=load&encusertoken=0&appname=generic&userId=MY_EMAIL&authtoken=MY_PASSWORD&studyoid=<SUID>&orgtoken=MY_ORGANIZATION_TOKEN))

A l'exécution cette url est transformée en :

<https://uat.3dnetmedical.com/CMStudyLoader.aspx?tokenEnc=IV5dHwVdA.....>

EXPLOIT-4168 - Appels externes / Viewers : Ajout de fonctions de hachage et de formatage de date

Il est désormais possible d'utiliser des fonctions de hachage et de formatage de la date actuelle dans les urls des appels externes et des appels viewers

Pour cela 5 fonctions ont été ajoutées :

- **md5(data)** : calcule le hash md5 de data (ex : md5(test) → 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6)
- **sha1(data)** : calcule le hash sha-1 de data (ex : sha1(test) → a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3)
- **sha256(data)** : calcule le hash sha-256 de data (ex : sha256(test) → 9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08)
- **now(format)** : formate la date actuelle dans le format fourni (ex : now(yyyyMMddHHmm) → 202401121456)
- **utcnow(format)** : formate la date UTC actuelle dans le format fourni (ex : now(yyyyMMddHHmm) → 202401121356)

Les valeurs les plus utilisées pour le format de la date sont les suivantes :


- yyyy : Année
- MM : Numéro du mois
- dd : Jour
- HH : Heure au format 24h
- mm : Minutes sur 2 digits
- ss : Secondes sur 2 digits

Plus d'information sur les différentes valeurs a cette adresse : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings>

Attention : Il est primordial de respecter la casse pour le format de la date

EXPLOIT-4170 - AUTRICHE - ajouter un bouton "ajout en lot" dans la modification d'un colloque

Depuis la préparation de colloque, dans Xplore Exploitation, un bouton a été ajouté afin de passer tous les éléments de grille du haut vert celle du bas.



EXPLOIT-4057 - Autriche - proposition de mettre à jour la fiche patient avec des données "tarif"

Pour le cas de l'Autriche, dans le module exploitation, la fenêtre de "mise à jour de la fiche patient" sur l'évènement de validation de l'écran accueil/cotation a été supprimée.


EXPLOIT-4206 - Association du panoramique et d'un acte de radiologie ne fait pas la réduction 2ème acte

L'acte panoramique n'était pas considéré comme un acte de radiologie, en association avec un autre de radiologie, il n'était pas appliqué la réduction de 50%, ce problème est maintenant corrigé.

Info	Acte	Act/Qte	Libellé	A	Assoc.	M
▼ : (2 Lignes)						
▼ : CCAM (2 Lignes)						
i	LBQK005	1	Rx artic. temporomandib...	+	1	Z
i	HBQK002	1	Radio panoramique dent...	+	2	Y

EXPLOIT-3394 - Infos bulles avec libellés pour les codes de précotations

Depuis la liste des codes de précotation d'Xplore Exploitation, des informations bulles (correspondant au libellé du code) ont été ajoutées au survol des codes de précotation.



EXPLOIT-3082 - Cotation de plusieurs lignes avec des médecins différents au sein d'un même protocole

Ajout de la possibilité de modifier le titulaire associé à un acte CCAM

nt	Agent 2	Code Tit.	Poste
		BIDE	SCANNER-ROMILLY
		ADM	ADMN EDL
		BIDE	BIDE Jean
		BIDER	BIDE RPPS JEAN
		BRA	BRAUCU Marc
		COEUR	COEUR Albert
		COE...	COEUR RPPS ALBERT
		COLLO	COLLOME DELPHINE
		DED...	DECHAS RPPS RENE
		DUR...	DURAND JEAN
		NIIR	NIIR RPPS JEAN

Cette modification est liée à l'activation de la préférence (51366), modifiable par le support uniquement

6
Préférences

✕
✓

Globales

Sites

Site:

Recherche: 1 Ligne

Code	Libellé	Valeur	Commenta...	Action
▼ : Demande (1 Lignes)				
51366	Modifier le titulaire des actes CCAM	Non		

EXPLOIT-3906 - Rajout de valeur pour le filtre Statut CR

La liste des Statuts de CR (dans les critères de recherche) a été modifiée. Non seulement les données de la liste ont été revues, mais les codes (première colonne de la liste) ont été retirés.

Statut CR

Images

Protocole de réalisation

Sites

Postes

UF demandeuse

UF Localisation

Libellé

A corriger

Dicté

Dictée en cours

Dictée modifiée sur CR frappé

Diffusé

Exclure les sans CR

EXPLOIT-3594 - Souhaite pouvoir chercher un patient par l'adresse mail

Depuis Xplore Exploitation, lors de la recherche avancée de patient, un filtre sur l'adresse mail du patient a été ajouté.

Recherche d'un patient

N° séjour / passage

IPP

Origine IPP

Nom

Prénom

Code postal

Date de naissance

Numéro Dossier

Num. S.S.

Rechercher également sur le nom de naissance

Téléphone


Email

15 Lignes

Nom	Prénom	Nom de naissance	Date de nai...	Ville	CP	IPP	Origine I...	Num. S.S.	Numéro Dossier	Statut de l'IPP
ALAIN	DELON		1952-1989						J188200110	
SARAH	CHRISTIAN		2002-1985	Marcelle	13885			1502128588888	J188211182	
SPESQ	REU		1989-1972						J1882111281	
FRANÇOIS	CHIFFE		1959-1987						J188200110	
BERNARD	TESTARD		1970-1987						J1882011214	
ELIABE	CHERMAN		2011-1982					1982	J188204825	
MONSIEUR	AUBERT		1950-1985						J188200087	

EXPLOIT-3318 - Ajouter les critères (Nom,Prenom) dans la recherche prescripteur.

Depuis Xplore Exploitation, les Nom et Prénom du prescripteur ont été ajoutés dans les critères de recherche. Ces derniers sont applicables sur les tableaux de bords des demandes, des examens et des comptes rendus.



EXPLOIT-4037 - Problème d'affichage du résultat d'une planification de requête dans le Dashboard

Depuis le Dashboard, dans Xplore Exploitation, une correction a été apportée concernant l'affichage des résultats d'une planification de requête.

Dans le cas où les lignes sont composées de plusieurs critères, ces derniers sont maintenant découpés (encadré en rouge). De plus, une ligne de "somme" est en place à chaque rupture de critère (encadré en vert).

		Type Examen				
Année	Mois	EC	IR	PA	EC	RE
2022	01-JANVIER	5	3	28	5	2
	02-FÉVRIER	19	9	92	18	8
Somme : 2022		14	6	64	13	6
2022	03-MARS	19	9	92	18	8
Somme : 2022		19	9	92	18	8

EXPLOIT-3888 - Journalisation suppression DashBoard

Depuis le module exploitation, sur les évènements des portails, la journalisation a été mise en place.

Ainsi, depuis le "Journal des événements" du module Administration, nous retrouvons ces informations.

Evénements Utilisateur

N° CR N° d'examen

Exa. Protocolé Patient

Sites Du 19/10/2023 00:00 au 19/10/2023 23:59

Glisser ici pour regrouper

Date	Heure	Action	Événement	Utilisateur	Commentaires
		C	PORTAIL		Création du portail 'CSA'
		M	PORTAIL		Modification du portail 'CSA'
		S	PORTAIL		Suppression du portail 'Test de création / Suppression'

NB: Seul le propriétaire d'un portail peut supprimer ce dernier

EXPLOIT-3819 - Portail Xplore Exploitation - Gestion des seuils vignettes

Une modification a été apportée dans le Portail de Xplore Exploitation.

Lors de l'administration de vignettes, dans la gestion des seuils, la valeur minimale autorisée pour le champ "Supérieur à" est passée de "1" à "0".

Administration Vignette Modification ✕ ✓

Type Indicateur Graphique Liste
 Analyse Prescription Téléradiologie

Libellé

Tableau de bord **Examen**

Sélection

Fréquence

Opération

Période **Aujourd'hui**
Du 22/11/2023 au 22/11/2023

Filtres

Image

Couleur police

Couleur fond

Gestion des seuils

Seuil	Valeur	Image	Couleur police	Couleur fond
Inférieur à	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Supérieur à	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=""/>

EXPLOIT-4264 - Intégrer l'historique dans le générateur de CR

Ajout de l'historique patient dans le générateur de compte-rendu

Outils de génération DocTreen

Fichier attaché (1)
FS S

RDV non honorés ou supprimés (4)

Historique (20)
Recherche: 20 Lignes

Site	Date	Type	Libellé	Nature	Action
GIE	01/04/2025 09:50	RA	Age osse...	Externe	
GIE	26/03/2024 15:55	RA	Age osse...	Externe	
GIE	26/03/2024 15:50	RA	Age osse...	Externe	
GIE	26/03/2024 15:41	RA	Age osse...	Externe	
GIE	26/03/2024 15:36	RA	Age osse...	Externe	
GIE	26/03/2024 10:19	RA	Age osse...	Externe	
GIE	29/02/2024 11:21	RA	Age osse...	Externe	
GIE	28/02/2024 16:11	RA	Age osse...	Externe	
GIE	27/02/2024 11:40	RA	Age osse...	Externe	
GIE	22/02/2024 15:27	SC	Abdomin...	Externe	
GIE	21/02/2024 09:22	RA	Age osse...	Externe	
GIE	20/02/2024 15:54	RA	Age osse...	Externe	
GIE	16/02/2024 16:41	RA	Age osse...	Externe	
GIE	16/02/2024 16:10	RA	Age osse...	Externe	
GIE	16/02/2024 15:10	RA	Age osse...	Externe	
GIE	09/02/2024 10:42	RA	Age osse...	Externe	
GIE	09/02/2024 10:34	RA	Age osse...	Externe	
GIE	08/02/2024 18:02	RA	Age osse...	Externe	
GIE	08/02/2024 16:41	RA	Age osse...	Externe	
GIE	02/02/2024 10:56	RA	Age osse...	Externe	

Rechercher un document

Rechercher dans Doctreen...
Tags
Trier par Plus pertinent

Tapez au moins 3 caractères pour rechercher

30 / 357 Documents

IRM Les IRMs recommandées par Doctreen et faites par nos radiologues référents.

- Irm hepatic, pancreati...**
Angiocholite sur lithiase + 12 autres
permet de créer les CR des trois examens. inclus les sous-arbres du foie, du pancréas, des voies biliaires et de la...
Tags: Irm, Foie, Hépatique, Pancréas, Voies, Biliaires, Vésicule
- Irm de la prostate**
Cancer de la zone périphérique + 3 autres
décrit les différentes étapes clés de la réalisation d'un CR structuré de l'IRM prostatique. Calcul automatique du scor...
Tags: Irm, Prostate, Pirads
- Irm des articulations tem...**
Atm standard + 1 autres
IRM des ATM
Tags: Irm, Atm
- Irm du rachis cervical**
Névralgie cervico-brachiale + 3 autres
décrit les pathologies visibles en IRM cervicale. Inclus les lésions médullaires. Référent: Eddy-Laurent Glaude
Tags: Irm, Cervicale, Rachis, Médullaire
- Irm du rectum**
Bilan de cancer du rectum + 2 autres
décrit les tumeurs du rectum et les fistules anales (fistules en cours de création)
Tags: Irm, Rectum, Cancer, Fistule, Anale
- Irm lombaire**
Bilan de radicalgie + 7 autres
Décrit les anomalies d'une IRM lombaire référent: Eddy-Laurent Glaude
Tags: Irm, Lombaire

EXPLOIT-4167 - Intégrer Doctreen dans le compte-rendu

Intégration du générateur de compte-rendu DocTreen dans la fenêtre de compte-rendu

Création ESSAI A. Aucun serveur de lecture disponible.

Outils de génération DocTreen

Rechercher un document

Rechercher dans Doctreen...
Tags
Trier par Plus pertinent


Tapez au moins 3 caractères pour lancer la recherche

30 / 336 Documents

IRM Les IRMs recommandées par Doctreen et faites par nos radiologues référents.

- Irm hepatic, pancreatique et de...**
Angiocholite sur lithiase + 12 autres
permet de créer les CR des trois examens. inclus les sous-arbres du foie, du pancréas, des voies biliaires et de la vésicule biliaire
Tags: Irm, Foie, Hépatique, Pancréas, Voies, Biliaires, Vésicule
- Irm de la prostate**
Cancer de la zone périphérique + 3 autres
décrit les différentes étapes clés de la réalisation d'un CR structuré de l'IRM prostatique. Calcul automatique du score PIRADS.
Tags: Irm, Prostate, Pirads

Une fois toutes les questions répondues, il faut appuyer sur le bouton "Envoyer" pour qu'il s'intègre dans le compte-rendu




EXPLOIT-4066 - Il est possible d'envoyer par mail un CR non validé


Depuis Xplore Exploitation, lors mailing en lot de compte rendu, une sécurité a été ajoutée. Une fois la préférence 60007 "Niveau d'impression/envoi des CR" positionnée à la valeur "Impression des CR Validés", le comportement est le même que pour l'envoi unitaire. En effet, si dans la liste des comptes rendus, certains ne sont pas validés, ils ne seront pas traités.

EXPLOIT-4021 - Balise Publipostage >Ne remonte pas les compléments d'adresses (Adresse2, Adresse3).


Dans la balise de publipostage, ajout des adresses 2 et 3



EXPLOIT-4019 - Gestion du menu d'aide de la barre Dragon Medical Speech Kit




Ce menu permet d'avoir accès à un menu d'aide et à plusieurs paramètres pour configurer DMSK, ci-dessous la popup qui s'ouvre si l'on clique sur l'icône "menu".




EXPLOIT-3873 - Anomalie Date d'examen au niveau de la fenêtre de création de compte rendu

Sur l'écran de création de CR dans le module exploitation, la date affichée était celle prévue de l'examen. Elle a été remplacée par la date d'arrivée qui correspond à la date de l'examen.



EXPLOIT-2786 - En cas d'absence d'un microphone, remplacer le message d'erreur générique

En cas d'absence d'un microphone par défaut, le message suivant s'affiche :



EXPLOIT-4196 - Générer les PDF en A1b par défaut dans tous les produits

Tous les documents dpf générés par Xplore sont désormais générés dans le mode de compatibilité A1B

EXPLOIT-4181 - Avoir le portail client pour les suisses francophones

Pour accéder au portail client, seuls les clients français pouvaient y accéder, maintenant les clients francophones peuvent y accéder aussi. Ce bouton pour l'instant est réservé aux profils « Administrateur ».



EXPLOIT-4053 - Ajout d'information sur la remise de CD

Depuis la "Remise des CR, films et CD" du module exploitation, une zone commentaire de remise a été ajoutée pour chacun des éléments (CR, Film, CD).

 Remise des CR, films et CD  

Remise des comptes-rendus

Compte-rendu remis à 

Date de remise 

Remise des films

Films remis à 

Date de remise 

Remise des CD

CD remis à 

Date de remise 

EXPLOIT-4216 - FSE en mode désynchronisé sans carte Vitale

Ajout du mode de sécurisation, désynchronisé dégradé, qui permet de générer une FSE/DRE désynchronisée sans carte Vitale et avec une CPE.

Une fois la FSE/DRE synchronisée, elle deviendra une FSE/DRE dégradée.

	Code	Libellé
▼	3	Sécurisé
▼	4	Désynchronisé
▼	5	Dégradé
▼	6	Désynchronisé dégradé

Mode de sécurisation **Désynchronisé dégradé** ★ ▲

EXPLOIT-4063 - Lors de la recotation des dossiers antérieurs au 15/10/2023 le taux de la part caisse passe à 60% - Mauvais taux en HTP FSE

Pour les actes dentaires, si on recotait avant le 15/10/2023, le taux caisse était à 60%, alors qu'il devait être à 70%.

EXPLOIT-4054 - Taux de remboursement des actes dentaires à 60%

Suite à la convention dentaire, les actes en rapport sont passés d'un taux de remboursement de 70 à 60%

Caisse	013499881 CNDA	✕ ✎	Taux (%)	<u>70</u>
Mutuelle	99999997 C2S géré par RO	✕ ✎	Taux (%)	<u>30</u>
Nat. ass. soc.	Maladie	▼	Accident causé pa	

Type d'acte	Code	Acte	Prix unit.	Facturé	Dépass.	Base Rb	% AMO	Mt
▼ Type d'acte: CCAM (1 Lignes)								
CCAM	LAQK027	rx volum faisc coniq...	69.00 €	129.97 €	50.00 €	79.97 €	60	

EXPLOIT-3960 - Les règles sur les codes association des actes de médecine nucléaire ne sont pas respectées dans le cas d'un acte de médecine nucléaire et de compléments

Dans le cas d'une cotation avec des actes nucléaires, les actes de type compléments, doivent avoir, comme pour les actes nucléaires, un code association à 4, ce qui n'était pas le cas avant, car ils n'avaient pas de code association, ce problème est maintenant corrigé.

Avant modification

Info	Acte	Act/Qte	Libellé	A	Assoc.	M
▼ : (2 Lignes)						
▼ : CCAM (2 Lignes)						
	DAQL009	1	scinti perf. myocard. rep...			
	ZZQL017	1	quantif. cplx scinti sf exa...			

Après modification

Info	Acte	Act/Qte	Libellé	A	Assoc.	I
▼ : (2 Lignes)						
▼ : CCAM (2 Lignes)						
	DAQL009	1	scinti perf. myocard. rep...		4	
	ZZQL017	1	quantif. cplx scinti sf exa...		4	

EXPLOIT-3980 - Suisse : Vérification de la saisie du champ "Mode de traitement "

Si le mode de traitement n'est pas renseigné, les assurances peuvent rejeter la facture.

Un contrôle est ajouté à la validation.

EXPLOIT-3851 - SUISSE - gérer l'historisation des factures en Suisse

Depuis les modules Exploitation et BackOffice, l'historisation des factures a été mise en place. Ainsi depuis les tableaux de bord sur Demande/Examen (du module Exploitation) et sur celui Facturé (du module BackOffice), le numéro de facture historique a été ajouté.

Personnalisation de la liste (En cours d'utilisation)

Sauvegarde sur: Compte utilisateur Profils Administrateur

Options: Adapter automatiquement les colonnes à la taille de l'écran.

Recherche: [] 84 Lignes

Recherche: [his] 1 Ligne

Colonnes disponibles:

- Acc.CV
- Alarmes demande
- Alarmes examen
- Alarmes patient
- Anesthésiste
- Ant.
- Ant. Txt
- Appareils
- Caractérist.
- Code Anesth.
- Code du poste
- Code examen
- Code resp.
- Code SIH Dem.
- Code SIH Loc.
- Code Tit.
- Com.
- Com. Txt

Colonnes affichées:

- N° fact. histo.

Colonnes de tri:

Colonnes de tri	Ordre de tri

Colonnes de regroupe...:

Colonnes de regroupe...	Ordre de tri
BVR.Imp.	Ascendant

Recherche: []

Bulle d'aide

Depuis la préparation des relances, une nouvelle option a été ajoutée, permettant de définir sur quelle date se baser pour préparer les relances. La dernière sélection sur le "basé sur" est enregistrée sur le compte utilisateur.

Préparation des relances

Date référence: []

Etat: []

▼ Critères généraux

Site(s): []

Mode d'envoi: Papier Électronique

Relances patients

Un patient particulier: []

Relances assurances

Une assurance particulière: []

Commençant par: []

Liste séparée par une virgule: []

▼ Critères supplémentaires

Examens du: [] Au: []

Basé sur: Date Arrivée Date impression

Titulaires: [] Incl. périmés

Natures patient: []

EXPLOIT-3083 - Fichiers attachés : Optimisation de la taille des fichiers

Les documents numérisés ou importés sont automatiquement retaillés si la taille dépasse 2048px de large ou de haut.


Cela permet de réduire la taille des fichiers stockés tout en conservant une bonne qualité.

EXPLOIT-4027 - Ouverture automatique de certains questionnaires lors de la cotation

Il est maintenant possible d'ouvrir automatiquement certains questionnaires (de type demande ou patient et selon le paramétrage au niveau des modèles) lors de l'accueil, la cotation et la saisie du protocole de réalisation.

EXPLOIT-3514 - Ajouter le critère : "Nature patient" sur l'édition : "État d'activité"

Depuis le module Exploitation, le critère "Nature" a été ajouté sur les critères de recherche sur l'état d'activité.



The screenshot shows a search filter interface titled "Etat d'activité". It includes several criteria for filtering search results:

- Site: [Dropdown menu]
- Période de recherche: 01/01/2024 [Calendar icon] 26/01/2024 [Calendar icon]
- Vacataire: [Dropdown menu] Incl. périmés
- Titulaire: [Dropdown menu] Incl. périmés
- UF exécutrice: [Dropdown menu]
- Regroupement: [Dropdown menu]
- Nature**: [Dropdown menu] (highlighted in yellow)
- Saut de page:

EXPLOIT-4036 - Rajout de l'IMC sur fiche patient suisse

Depuis la Fiche Patient, le calcul de l'IMC a été ajouté.

The screenshot shows the 'Patient' information form. The 'Général' section contains various fields for patient data. The 'IMC : 33.6' field is highlighted with a red box, indicating the automatic calculation of the Body Mass Index based on weight and height.

Préfixe	[Redacted]	Sexe	[Redacted]
Titre	[Redacted]	Nom de naissance	[Redacted]
Nom	[Redacted]	Date de naissance	[Redacted]
Prénom	[Redacted]	Langue	[Redacted]
Code Nationalité	[Redacted]	Poids (Kg)	[Redacted] Màj : 13/10/2023
Numéro AVS	[Redacted]	Taille (m)	[Redacted] Màj : 13/10/2023
Téléphone privé	[Redacted]	IMC	33.6
Tél. professionnel	[Redacted]	Alarms	[Redacted]
Email	[Redacted]		

Patient(e) décédé(e)

NB: Pour rappel, ce dernier se calcule automatiquement en fonction du poids et de la taille du patient.

EXPLOIT-3439 - Suisse : Contrôler le SSN du patient

Des contrôles sur les numéros SSN et AVS ont été ajoutés.

Depuis la fiche patient, nous vérifions (lors de la validation) les cas suivants :

- Pour le numéro AVS: qu'il ait une longueur de 13 caractères numériques, et qu'il commence pas "753"
- Pour le numéro SSN: qu'il ait une longueur de 11 caractères numériques

The screenshot shows the 'Patient' information form with the 'Infos patient' tab selected. The 'Général' section is visible, and the 'Numéro AVS' field is highlighted with a red box, indicating the validation check for the AVS number.

Préfixe	[Redacted]	Sexe	[Redacted]
Titre	[Redacted]	Nom de naissance	[Redacted]
Nom	[Redacted]	Date de naissance	[Redacted]
Prénom	[Redacted]	Langue	[Redacted]
Code Nationalité	[Redacted]	Numéro AVS	[Redacted]
Poids (Kg)	[Redacted] Màj : [Redacted]	Taille (m)	[Redacted] Màj : [Redacted]
Téléphone privé	[Redacted]	IMC	[Redacted]
Tél. professionnel	[Redacted]	Alarms	[Redacted]
Email	[Redacted]		

Patient(e) décédé(e)

EXPLOIT-3070 - Tableau d'historique patient modifiable avec roue cranté

Ajout du bouton pour pouvoir personnaliser les colonnes de l'historique patient en mode liste

Personnalisation de la liste (En cours: Utilisateur)

Sauvegarde sur: Compte utilisateur Profils **Radiologue**

Options Adapter automatiquement les colonnes à la taille de l'écran.

Recherche:

Colonne(s) disponibles

Colonne(s) affichées

- Site
- Date
- Type
- Libellé
- Nature
- Action
- Précotations
- Protocole(s)
- Titulaire

Recherche: 9 Lignes

Colonne(s) de tri	Ordre de tri
Date	Descendant

Colonne(s) de regroupe... Ordre de tri

Recherche:

Bulle d'aide

EXPLOIT-2815 - Ajout d'un critère sur recherche homonyme

Depuis le Xplore Administration, la préférence Globale 60242, a été ajoutée. Elle permet de définir si, lors de la recherche d'homonyme, les patients doivent ou non avoir le même sexe.

Préférences

Globales Sites

Recherche: 60242 1 Ligne

Code	Libellé	Valeur	Commenta...	Action
Patient (1 Lignes)				
60242	Homonymes : Même sexe	Oui		

EXPLOIT-3393 - Case à cocher "Réactiver la prescription"

Depuis les préférences, du module administration, la préférence site 60246 (dans le groupe "Divers") a été ajoutée.

Si cette préférence est activée, depuis le module exploitation, la case à cocher est par défaut décochée.

Voulez-vous supprimer la demande suivante ?
✖ ✔

Patient : DA-SOUM-CHRISTIAN
 UF demandeuse : TEST
 Date Arrivée : 04/04/2024

Type	Examen	Poste	Date	Heure
EC	PROFILS BIOMED	ECHEC-ECHEC/15	04/04/2024	18:30

Motif de la suppression

Réactiver la prescription

De même, sur le module prise RV, la/les case(s) à cocher est/sont par défaut décochée(s)

Suppression de rendez-vous
✖ ✔

Confirmez-vous la suppression de ce(s) rendez-vous ?

Voulez-vous également supprimer d'autres examens du/des patient(s) ?
 Pour supprimer d'autres rendez-vous, veuillez cocher les lignes correspondantes

Sél.	Site	Poste	Nature	Type	Libellé	Date et heure	Protoc.	Réactiver prescription	Rgts.	Téléradiol...
<input checked="" type="checkbox"/>	60246	60246	E	EC	Profil Biomed	04/04/2024	✔	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	60246	60246	E	AB	Antropométrie	04/04/2024	✔	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	60246	60246	E	AB	Anthropologie	04/04/2024	✔	<input type="checkbox"/>		

EXPLOIT-4096 - Migration Vue.js Xplore Push

Migration de l'application en VueJs



Connexion
<input type="text"/>
Mot de passe
<input type="password"/>
Connexion


EXPLOIT-4238 - Implémentation du RECIST

Ajout de la fonctionnalité de tracking des évaluations tumorales (selon RECIST 1.1) pour les examens autorisés.


Xplore Administration Configuration des examens


Pour remplir les suivis RECIST d'un examen, il est nécessaire d'avoir au préalable **configuré** les **examens** en question de manière appropriée.

Dans Xplore Administration, naviguer vers la fenêtre des examens.



Puis, modifier ou créer un nouvel examen, et **cocher le champ « Tracking des évaluations tumorales possibles (RECIST 1.1) »**.






Il est maintenant possible de consigner les mesures RECIST pour ce type d'exams.

Paramétrage des modèles de comptes rendus

De nouvelles balises relatives au RECIST sont accessibles dans les comptes rendus.



Documentation des nouveautés et corrections version 7.2.34

Notamment, les balises **LibelleReponseRECIST** et **RecapBaselineNadir** permettent respectivement d'afficher le libellé de la réponse globale en texte explicite (« Réponse complète », à la place de « CR », par exemple) et un tableau récapitulatif des éléments clés (date, somme des lésions) des examens baseline, nadir et courant (le cas échéant).

Modèle RECIST

Fichier Accueil Insérer Mise en page

Times Ne... 12 A⁺ A⁻ B I U S Aa Ω

RESULTAT
Somme de la taille des lésions cibles égale à 56mm.
Réponse partielle (PR) selon RECIST 1.1.

Examen	Baseline	Nadir	Week42
Date	05/09/2007	25/06/2008	14/08/2008
Somme des lésions (mm)	104	54	56

CONCLUSION

Xplore Exploitation

Pour un examen donné, si celui-ci autorise le tracking des évaluations tumorales, il est possible de remplir les mesures RECIST depuis le **tableau de bords des Demandes** ou bien celui des **Examens**.

ASS 1/8 Sélection courante Toutes les demandes Sélectionner le patient Demande - 4 Semaines Du 26/02/2024 au 25/03/2024

Recherche: 14 Lignes


Date RV	HRV	H.Acc.	Patient	Date nais.	Age	Doc.	Téléphones	Alarms patient	Validité	Com.	Code du poste	Code protocole	Progression	Statut	CR	Remise(G)	Verrou	Act.	Opération	Parti
	17.33		LOPEZ ANNE	02/05/1939	84 ans				✓		UCSA		0%	C						
	17.51		LOPEZ ANNE MARIE	07/05/1949	74 ans				✓		UCSA		0%	C						
	17.00		VAN HOUTEN MILHOUSE	01/07/1980	43 ans				✓		UCSA		0%	C						
01/03/2024	14.00		STRIFFE CLOUD	28/02/1983	41 ans				✓		ECHO1		0%	C						
01/03/2024	14.20		STRIFFE CLOUD	28/02/1983	41 ans				✓		ECHO1		0%	C						
05/03/2024	10.00		OCO TESTI CHARLES	14/11/1927	96 ans				✓		POSTE1		0%	C						
05/03/2024	09.55		AAODOO TESTI CHARLES	14/11/1927	96 ans				✓		POSTE1		0%	C						
12/03/2024	09.55		CCODOO TESTI CHARLES	14/11/1927	96 ans				✓		POSTE1		0%	C						
06/03/2024	09.55	09.09	BBODOO TESTI CHARLES	14/11/1927	96 ans				✓		POSTE1,POSTE1,POST...		0%	C						
26/03/2024	09.20	14.39	STRIFFE CLOUD	28/02/1983	41 ans				✓		ECHO1		0%	C						
26/03/2024	09.50	15.19	STIFLER JEANINE	27/04/1974	49 ans				✓		ECHO1		0%	C						
21/03/2024	14.00	11.28	ALBIN ALEXANDRE	04/04/1978	45 ans				✓		SCEDGE		0%	C						
21/03/2024	11.20		DA SILVA CHRISTIAN	28/02/1983	41 ans				✓		POSTE2,SCEDGE,POST... JGR		0%	C						
22/03/2024	11.00	08.28	KERAGHEL ANNE	15/01/1924	100 ...				✓		SCEDGE		0%	C						

Recherche: 12 Lignes


N° d'examen	Opération	Coté	Site	Actions. MN	H. Deb.	H. Fin	Code du ...	Examen	Vu	Verrou	Type	Code examen	Dose	Age	Date nais.	CR	Parti	Délai Tr.	Imprimé	Act.	RECIST	
A10063224772			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063224775			ASS				POSTE1 Bassin	BASSIN			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063224777			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063224779			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063247132			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063247135			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063247138			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063247141			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							
A10063247144			ASS				POSTE1 Bassin	Bassin			RA	BASSIN		96 ans	14/11/1927							

Copier Presc. à valider Examen Prescriptions EDL XPLORE (1,R) - 7.2.34 16532

Documentation des nouveautés et corrections version 7.2.34



Il est également possible d'y accéder lors de la création d'un compte-rendu.



N. B. : Cette action est représentée par une cible tel que ci-dessous.



Sur la fenêtre suivante, pour un examen **baseline**, il est possible de renseigner les différents éléments clés du suivi RECIST (sauf mention contraire, les champs sont **obligatoires**) :

- Nom du traitement suivi par le patient
- Protocole, le cas échéant (facultatif)
- Libellé du suivi RECIST (facultatif)
- Date de l'examen
- Liste des lésions cibles, définies par :
 - Un libellé
 - La taille de la lésion (en **millimètres**)

- Liste des lésions non cibles, définies par :
 - Un libellé
 - La caractérisation de la ou des lésions : Présente, Disparition, Progression (choix sélectionnable)
- Présence de nouvelles lésions (pertinent uniquement après l'examen baseline)
- Normalisation des marqueurs (pertinent uniquement après l'examen baseline)

RECIST 1.1

Examen: BASSIN - RA
 Patient: ANNE LOPEZ
 Traitement: TEST1
 Protocole(s):

Libellé: Baseline
 Date d'examen: 25/03/2024

Lésions cibles			
T1	Segment IV		23
T2			
Somme des lésions			23
Nadir			
% Réponse / Nadir			
% Réponse / Baseline			
Réponse			NA
Lésions non cibles			
N1	Lésions multiples (foie)	Présente	
N2		Présente	
N3		Présente	
N4		Présente	
Nouvelles lésions			NA
Normalisation des marqueurs			NA
Réponse			NA

Certains **champs** sont **calculés automatiquement** à partir des valeurs renseignées sur les lésions cibles ou non cibles, ainsi que, le cas échéant, des valeurs de référence des examens dits « **baseline** » et « **nadir** » :

- Somme des lésions cibles
- Valeur du nadir (si pertinent)
- % de réponse par rapport au nadir (si pertinent)
- % de réponse par rapport au baseline (si pertinent)
- Réponses, selon la nomenclature du RECIST 1.1 :
 - Des lésions cibles : CR, SD, PR, PD
 - Des lésions non cibles : CR, SD, PD
 - Globale : CR, SD, PR, PD

Documentation des nouveautés et corrections version 7.2.34

Il est possible de **rajouter des lésions cibles** (dans la limite de 5 lésions) et non cibles en cliquant sur les **boutons « plus »** des lignes concernées.

RECIST 1.1

Examen: BASSIN - RA
 Patient: ANNE LOPEZ
 Traitement: TEST1
 Protocole(s):

Libellé: Baseline
 Date d'examen: 25/03/2024

Lésions cibles +

T1	Segment IV	23
T2		
Somme des lésions		23
Nadir		
% Réponse / Nadir		
% Réponse / Baseline		
Réponse		NA

Lésions non cibles +

N1	Lésions multiples (foie)	Présente
N2		Présente
N3		Présente
N4		Présente
Nouvelles lésions		NA
Normalisation des marqueurs		NA
Réponse		NA

N. B. : Par défaut, lors du baseline, les lésions non cibles sont considérées comme « présentes ». De même, les champs correspondants à la présence de nouvelles lésions ou à la normalisation des marqueurs ne sont pertinents qu'à la suite du baseline et sont non modifiables pour le premier examen.

Il n'est par ailleurs plus possible d'ajouter des lésions dans les examens suivant le baseline.

Les champs obligatoires sont vérifiés au moment de la validation.

RECIST 1.1

Examen: BASSIN - RA
 Patient: ANNE LOPEZ
 Traitement:
 Protocole(s):

Libellé:
 Date d'examen: / /

Lésions cibles +


T1		
T2		
Somme des lésions		NaN
Nadir		
% Réponse / Nadir		
% Réponse / Baseline		
Réponse		NA

Lésions non cibles +

N1		Présente
N2		Présente
N3		Présente
N4		Présente
Nouvelles lésions		NA
Normalisation des marqueurs		NA
Réponse		NA

Champ 'Traitement': la saisie est obligatoire
 Champ 'Date': la saisie est obligatoire
 Libellé de la lésion cible n°1 manquant
 Valeur de la lésion cible n°1 manquante
 Libellé de la lésion cible n°2 manquant
 Valeur de la lésion cible n°2 manquante
 Libellé de la lésion non cible n°1 manquant
 Libellé de la lésion non cible n°2 manquant
 Libellé de la lésion non cible n°3 manquant
 Libellé de la lésion non cible n°4 manquant

Lors des examens subséquents au baseline, un **graphique** récapitulant l'**évolution de la taille des lésions cibles** depuis le baseline jusqu'à l'examen courant est affiché sous le tableau RECIST, à titre indicatif ; des zones correspondant à une évolution de 20% par rapport au nadir (critère de progression de la maladie) et une régression de 30% par rapport au baseline (critère de rémission) apparaissent respectivement en rouge et en vert sur celui-ci.



Pour mettre fin au suivi RECIST ou pour démarrer un nouveau suivi, **cocher la case « Fin du traitement »** lors du dernier examen de ce traitement.

RECIST 1.1				
Examen	BASSIN - RA			
Patient	CHARLES BBBOCO TEST1			
Traitement	Traitement test			
Protocole(s)				
<input checked="" type="checkbox"/> Fin du traitement				
<input type="checkbox"/> Cacher les examens non pertinents				
Libellé	Baseline	Week36 (Nadir)	Week60	
Date d'examen	05/09/2007	25/06/2008	04/02/2009	
Lésions cibles				
T1	Segment VI	35	18	24
T2	Segment VII	34	16	20
T3	Segment I	35	20	21
Somme des lésions		104	54	65
Nadir		0	58	54
% Réponse / Nadir			-6.9%	20.37%
% Réponse / Baseline			-48.08%	-37.5%
Réponse		NA	PR	PD
Lésions non cibles				
N1	Multiple lesions (liver)	Présente	Disparition	Disparition
N2	Multiple lesions (lung)	Présente	Présente	Présente
Nouvelles lésions		Non	Non	Non
Réponse		NA	SD	SD
Réponse globale		NA	PR	PD

N. B. : Lorsque l'arrêt du traitement a été prononcé, il est possible de modifier les évaluations RECIST uniquement si aucun RECIST pour un nouveau traitement n'a été rempli.

Il est possible de changer l’affichage du tableau pour ne montrer que les examens baseline, nadir et courant en **cochant la case « Cacher les examens non pertinents »**.

RECIST 1.1

Examen: BASSIN - RA
 Patient: CHARLES BBBOCO TEST1
 Traitement: Traitement test
 Protocole(s):
 Fin du traitement
 Cacher les examens non pertinents

Libellé	Date d'examen	Baseline	Week36 (Nadir)	Week60
		05/09/2007	25/06/2008	04/02/2009
Lésions cibles				
T1	Segment VI	35	18	24
T2	Segment VII	34	16	20
T3	Segment I	35	20	21
Somme des lésions		104	54	65
Nadir		0	58	54
% Réponse / Nadir			-6.9%	20.37%
% Réponse / Baseline			-48.08%	-37.5%
Réponse		NA	PR	PD
Lésions non cibles				
N1	Multiple lesions (liver)	Présente	Disparition	Disparition
N2	Multiple lesions (lung)	Présente	Présente	Présente
Nouvelles lésions		Non	Non	Non
Réponse		NA	SD	SD
Réponse globale		NA	PR	PD

N. B. : Cette option est **cochée par défaut** lorsqu’il existe **plus d’une dizaine d’examens** de suivi précédents à afficher.

Enfin, il est possible d’**exporter** le tableau récapitulatif en **classeur Excel** en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite du tableau.

Export de grille de données

N°	Description	Baseline	Week6	Week12	Week18	Week24	Week30	Week36	Week42	Week48	Week54	Week60
	Date d'examen	05/09/2007	11/10/2007	08/11/2007	03/01/2008	28/02/2008	24/04/2008	25/06/2008	14/08/2008	09/10/2008	11/12/2008	04/02/2009
Lésions cibles												
T1	Segment VI	33	28	24	22	20	18	18	18	18	24	24
T2	Segment VII	34	26	20	20	20	20	16	18	18	20	20
T3	Segment I	35	30	28	21	21	20	20	20	20	18	21
Somme des lésions		102	84	72	63	61	58	54	56	56	62	65
Nadir		0	102	84	72	63	61	58	54	54	54	54
% Réponse / Nadir		0	-17,65	-14,29	-12,5	-3,17	-4,92	-6,9	3,7	3,7	14,81	20,37
% Réponse / Baseline		0	-17,65	-29,41	-38,24	-40,2	-43,14	-47,06	-45,1	-45,1	-39,22	-36,27
Réponse		NA	SD	SD	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PD
Lésions non cibles												
N1	Multiple lesions (liver)	Présente	Présente	Présente	Présente	Présente	Présente	Disparition	Disparition	Disparition	Disparition	0
N2	Multiple lesions (lung)	Présente	Présente	Disparition	Disparition	1						
Nouvelles lésions		Non	Non	Non	Non	Oui						
Normalisation des marqueurs		NA	NA	NA	NA	2						
Réponse		NA	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	CR	CR	SD
Réponse globale			SD	SD	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PD

Export de grille de données - 1 / 1

EXPLOIT-4220 - Ajout du lexique allemand au composant SpellChecker

Ajout du lexique allemand au composant SpellChecker de la LazyLibrary.

Correctifs


EXPLOIT-4154 - Ligne d'examen créée à tort

À l'accueil, dans le cas où le site n'a qu'un seul type d'examen et qu'un examen, une deuxième ligne était ajoutée.

Le cas est maintenant traité correctement.

EXPLOIT-3313 - Portail - pas de contrôle des droits d'accès

Depuis le module Xplore Exploitation, lors d'un appel externe vers un portail (sur lequel l'utilisateur ne possède pas les droits), le message bloquant suivant s'affiche.



EXPLOIT-4232 - Suisse : Prise en compte des périodes tarifaires selon la préférence 3137

Les périodes tarifaires n'étaient pas gérées pour la Suisse.

Il est maintenant possible d'utiliser les périodes tarifaires, notamment lors de changements de valeurs de points.

EXPLOIT-3945 - Heure fin examen écrasée par la recotation en mode manuel

Lorsqu'on passe par le menu "Examen terminé", l'heure de fin est renseignée uniquement la première fois.

En cas de modification de cotation, l'heure de change pas.


EXPLOIT-4240 - Perte de l'ancrage avec DMO si le compte rendu est enregistré avec le bouton "disquette"

Correction d'un bogue qui entraînait la perte de l'encrage avec l'application Dragon Medical One si le compte-rendu est enregistré via l'icône "disquette".




EXPLOIT-4130 - Bugue éditeur de texte via création du tableau

Dans le cas d'un compte-rendu avec une zone de texte et d'un tableau à côté si on agrandissait le tableau, celui-ci passait derrière la zone de texte, maintenant il passe en dessous



Avant modification



EXPLOIT-4048 - Problème avec le copier / coller sous MAC

Dans l'éditeur de texte sous MacOS, quand on faisait un coller sur le début de ligne, se collait un V, ce problème est résolu

EXPLOIT-4040 - Création d'un type de compte rendu pour ne pas transmettre dans le DMP qui ne fonctionne pas

Si le type de compte-rendu est coché à “Ne pas transmettre ce type de document”

Type de document Compte rendu
✖ ✔

Modification

Code **CR**

Libellé

Xplore Phone DTMF

Type de document par défaut

Ne pas transmettre ce type de document

Ne pas soumettre à validation

Quand on crée le compte-rendu, l'autorisation DMP se positionne à “Ne pas envoyer au DMP”

Type de document Compte rendu ▼

Dossiers académiques Non Site Public

Site

▼ Destinataires (1)

🔍 +
➡ 4 Lignes
🗑️

★	Pri...	Nom	Type	Spécialité	Info	🖨️	✉️	Voir
			Méd référ.		i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Méd traitant	Médecine ...	i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✎
			Patient		i	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			UF Dem.		i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Diffuser CR Patient Destinataires Différer la diff.


Impression Exemple si aucun destinataire sélectionné

Information Annonce à effectuer

Autorisation CR DMP Ne pas envoyer au DMP ▼


EXPLOIT-3807 - Option 60007 : on arrive à imprimer via la fiche patient

Depuis le module Exploitation, si la préférence 60007 est à la valeur : “Impression des CR Validés”, il n’est plus possible d’imprimer le document. Les zones encadrées en rouge (ci-dessous) ont été retirées du visualiseur de documents.




EXPLOIT-4093 - Multilangue - les libellés de tooltip de grille ne sont pas remplacés

Les tooltip de cellule n'étaient pas pris en compte par le paramétrage multi-langue. Ce comportement est désormais corrigé.



EXPLOIT-4086 - Correctifs libellés multilangue.

Les regroupements de ligne ne tenaient pas compte du paramétrage multi-langue. Ce comportement est désormais corrigé.



Numéro Déc...	Libelle Contenant	Contenant	Statut	Libellé
Libelle Contenant: TXDA_CTNDCH_VD1PET (1 Lignes)				
320008880784	Contenant PET	VD1PET		F18 +
Libelle Contenant: TXDA_CTNDCH_VD1SPECT (2 Lignes)				
320008987414	Contenant SPECT	VD1SPECT		Décher
320008850802	Contenant SPECT	VD1SPECT		Sac sF

EXPLOIT-4165 - Suite au ticket EXPLOIT-4156, anomalie sur la date utilisée pour la recherche des données comptables


En mode paramétrage comptable par date, ne tenait pas compte de la date du jour pour déterminer le paramétrage comptable à utiliser à la validation de la facture.

EXPLOIT-4156 - Correction d'anomalies identifiées sur le paramétrage comptable par date

Si la date sur laquelle l'écriture était générée correspondait exactement à la nouvelle date de paramétrage. Il prenait celui de l'ancien paramétrage et non du nouveau (CLFD_DATEDE < SYSDATE au lieu de CFLD_DATEDE <= SYSDATE)

EXPLOIT-3954 - Vider le numéro de FINESS de la demande lorsqu'on repasse un dossier en non accueilli

Quand on annule un accueil, le numéro FINESS associé à la demande est vidé pour permettre de prendre le nouveau, au cas où il ait été modifié entre temps.



EXPLOIT-4148 - Validation de la facture suisse pour une demande avec un identifiant inférieur à 12

Il était impossible de valider une facture avec un identifiant de demande contenant du texte et avec une longueur de caractères inférieur à 12 (exemple : R348643201)
Une erreur était remonté par la fonction CheckSumModulo10

EXPLOIT-3559 - Numérisation PDF : Suppression des marges inutiles

Lors d'une numérisation en PDF des marges étaient appliquées sur le document. Cela est désormais corrigé

EXPLOIT-4073 - Questionnaire demande sur protocole lié à un examen

Une modification sur l'affichage des questionnaires "Demande", pour les protocoles, a été apporté.
Seuls les questionnaires associés au protocole sont maintenant affichés.

EXPLOIT-3604 - Questionnaire prescription connectée ne s'affiche pas en mode Demande

Il est possible de visualiser les questionnaires prescription (pour un examen protocolé) depuis Xplore Exploitation.

Cette fonctionnalité, disponible unique au niveau examen, est maintenant appliquée au niveau demande.

EXPLOIT-4245 - Suisse privé : Lors du paiement d'un examen via QR CODE, le commentaire du paiement contient TXT_AVEC_FRAIS_RELANCE

Depuis la version 7.2.33, le terme TXT_AVEC_FRAIS_RELANCE apparaissait sur les factures QR et factures tiers payant.

Les factures s'affichent maintenant correctement et sur les relances, ce terme est remplacé par "Avec frais de relance" s'il y a lieu.

EXPLOIT-4144 - Les HN s'impriment si le champ AME est vide

Les actes HN pouvaient d'imprimer sur la feuille de soins papier, si la demande avait été créée en dehors d'Xplore, ce problème est maintenant résolu.

EXPLOIT-4140 - Ne pas imprimer le responsable

Si le titulaire et le responsable étaient différents, le responsable était imprimé dans le champ médecin remplaçant, même s'il n'était pas déclaré comme remplaçant.

11 ROUTE D'HERISSON 03360 MEAULNE

IDENTIFICATION DU MEDECIN

Docteur INTRANET YHN
06 Radiodiagnostic et imagerie ??

MEDECIN REMPLACANT CAB CONV ZID IK SPEC
nom et prénom BEGE GEGE
identifiant

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

MALADIE (si exonération du ticket modérateur, cochez une case de la

Pour activer cette fonctionnalité, il faut cocher la case “Ne pas imprimer comme remplaçant” dans la fiche personnel du responsable

Personnel ADMIN
Modification

Fiche **Infos médecin** Situations Senolog Remplaçant Dro

N° ADELI
N° RPPS Régior
Type de carte PS Carte Professionnel de Santé (CPS)
Conventionné
Caisse gestionnaire Portail de contractualisa
 Non Titulaire
 Ne pas imprimer comme remplaçant sur FS
 Adhésion à l'OPTAM

EXPLOIT-3987 - Bon de Brancardage (brancardage.rtf)

Le bon de brancardage a été modifié afin de rajouter un espace entre le nom et le prénom du patient.

EXPLOIT-4052 - En AME et ADRI, le sexe du patient n'est pas bien remonté

En AME et appel ADRI, le préfixe et le sexe remontés n'était pas le bon.

Infos patient Droits Consentements Examens Portail Patient   

▼ Général

Préfixe Monsieur Sexe Masculin

EXPLOIT-3955 - Lors de l'impression de la fenêtre ADRI, il n'y a pas l'adresse complète du patient


Ajout du code postal et de la ville en plus de l'adresse dans l'impression de la carte Vitale

```
NOM usuel : ADRICINQ  
Date de naissance : 01/01/1976  
Qualite : 0 - Assuré  
Rang gémellaire : 1 - Enfant sans jumeau ou 1er jumeau  
Adresse : CNDA 515 CHE DU MAS DE ROCHET 34170 CASTELNAU  
LE LEZ  
Droits AMO : 0 - Droits ouverts
```

EXPLOIT-4116 - Multilingue : Libellé des vignettes de pièces jointes erroné


Le libellé des vignettes des pièces jointes ne tenait pas compte du paramétrage multi-langue.

Ce comportement est désormais corrigé.



EXPLOIT-4155 - Erreur en édition de lecteur Sesam-Vitale

En édition d'un lecteur Sesam-Vitale, les champs n'étaient pas bien renseignés, ce problème est maintenant résolu.



EXPLOIT-4142 - Non-conformité du tri des dates sur plusieurs tableaux de bord

Le tri ascendant et descendant de plusieurs colonnes dates étaient incorrectes dans plusieurs tableaux de bord.

Un correctif a été réalisé sur les colonnes suivantes :

Tableau de bord des dictées et CR : "Date d'examen", "Date de diffusion", "Date de validation", "Date de dictée", "Date de document", "Date de frappe", "Date RV" et "Date création"

Tableau de bord des demande : "Date de cotation" , 'Date Rv'"

Tableau de bord des examens : "Date de cotation", 'Date Rv'"